




www.dental-contact.de

SPOKAR | DENT

Das Unternehmen SPOKAR a.s. mit einer Geschichte, die bis ins Jahr 1882 zurückreicht, gehört zu den bedeutendsten europäischen Herstellern und Exporteuren einer breiten Palette von Bürstenprodukten.

Kontinuierliche Betonung der Produktqualität und die Modernisierung der Produktionsanlagen, ein nach ISO 9001 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem und umfassende Logistiklösungen stellen sicher, dass das Unternehmen die Anforderungen seiner Geschäftspartner erfüllen und die Grundlage für die Zufriedenheit seiner Produktnutzer schaffen kann.





ROCK WILL TEAR
—
US APART NOW

SPOKAR | X

Die Premium-Zahnbürsten der SPOKAR-Serie wurden nach aktuellen Empfehlungen von Zahnärzt:innen entwickelt. Das einzigartige Design ist das Ergebnis der Suche nach optimaler Bürstenergonomie, die eine einfache Handhabung und perfekte Zahnreinigung gewährleistet.

Der Entwickler dieser Zahnbürste ist der führende tschechische Designer MgA. Petr Novague.


Für sein Design wurde er mehrfach international ausgezeichnet.

Der Bürstenkopf ist sehr dicht mit hochwertigen, weichen Fasern mit abgerundeten Spitzen gefüllt. Diese Fasern entfernen effektiv Zahnbelag und pflegen sanft Ihr Zahnfleisch.

Die Spokar X ist in drei verschiedenen Härtegraden erhältlich:

- | | | |
|------------------|--|---|
| ULTRASOFT | | über 5500 Fasern mit Durchmesser 0,10 mm sehr weich, geeignet für empfindliches Zahnfleisch |
| SUPERSOFT | | über 3500 Fasern mit Durchmesser 0,12 mm weich und effizient |
| SOFT | | über 2500 Fasern mit Durchmesser 0,15 mm für die Fans von herkömmlichen weichen Zahnbürsten |

Unser Angebot umfasst eine große Auswahl an Farbkombinationen.





SPOKAR

SPOKAR | X

Supersoft

SPOKAR

SPOKAR | X

Soft


SPOKAR

SPOKAR | X

Ultrasoft

SPOKAR

X




SPOKAR | X


Art. Nr.	Bezeichnung
3426788094	X ultrasoft
3426789094	X supersoft
3426790094	X soft

Weiche Fasern mit abgerundeten Enden.
Ergonomisch geformter Griff.




X





X

3er Pack



SPOKAR | X 3er Pack

Art. Nr.	Bezeichnung
3246824094	X ultrasoft
3426825094	X supersoft
3426826094	X soft

Weiche Fasern mit abgerundeten Enden.
Ergonomisch geformter Griff.




SPOKAR | XD





D



SPOKAR | D


Art. Nr.	Bezeichnung
3436620093	D extra soft

Der abgerundete, an die Kinderhand angepasste Griff ermöglicht einfaches Halten und sicheres Zähneputzen. Der kleine Bürstenkopf gewährleistet einen guten Zugang zu allen Milchzähnen. Extra weiche Fasern mit geradem Schnitt und abgerundeten Spitzen schonen das Zahnfleisch und entfernen effektiv Zahnbelag.

Geeignet für Kinder von 0-6 Jahren



XD



SPOKAR | XD

Art. Nr.

3436649094


Bezeichnung

XD extra soft

Die SPOKAR XD Kinderzahnbürste ist der Nachfolger der erfolgreichen und preisgekrönten SPOKAR X Erwachsenenzahnbürste.

Ziel ist es, Kindern ein ergonomisch, funktional und design-technisch gelungenes Produkt anzubieten, das sie vom Beginn des Zähneputzens bis zum Übergang zur Erwachsenenzahnbürste begleitet.

Geeignet für Kinder von 2-12 Jahren



+

+

+

+

+

+

+

+

+



SPOKAR | ORTHO

Art. Nr.	Bezeichnung
342680804	ORTHO ultrasoft

Die Zahnbürste ORTO mit U-förmigem Faserschnitt eignet sich für die Reinigung von Zähnen mit festsitzender Zahnspange.

Feine Fasern mit abgerundeten Spitzen entfernen Zahnbelag perfekt und schonen Ihr Zahnfleisch.

Der abgerundete Griff ermöglicht eine optimale Erreichbarkeit aller Zähne.



S

SPOKAR | SOLO

Art. Nr.	Bezeichnung
342684504	SOLO ultrasoft

Die Einzelbündelzahnbürste SPOKAR SOLO ist für die präzise Reinigung der Zähne konzipiert, insbesondere an schwer erreichbaren Stellen, die mit einer herkömmlichen Zahnbürste nicht erreicht werden können. Sie ermöglicht eine gründliche Pflege der Backenzähne, des Zahnfleischrandes und rund um feste Zahnspangen.

Der abgerundete, ergonomische Griff liegt angenehm in der Hand, und die dichten, ultraweichen Fasern entfernen effektiv Plaque und sind sanft zu Ihrem Zahnfleisch.





Im Spiet 101
D 26506 Norden
Deutschland

Tel. +49 (0) 4931 9809681
info@dental-contact.de
www.dental-contact.de

Hauptstraße 52
AT 2381 Laab im Walde
Österreich

Tel. +43 (0)676 4655990
info@dental-contact.at
www.dental-contact.at

IHR HANDELSPARTNER

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten | © 2025 Dental-Contact Vertriebs KG
Allgemeine Informationen zu unseren Geschäftsbedingungen und zum Datenschutz
finden Sie unter www.dental-contact.de und www.dental-contact.at

