


# Gutta-percha & Papier-Spitzen


Genaues Verschließen und zuverlässiges Trocknen des Kanals




Röntgendicht - klare Sichtbarkeit auf dem Röntgenbild



ISO-konforme Größen für eine perfekte Passform



Tiefenmarkierungen für genaue Platzierung



präzise Spitzenvergrößerung und gleichmäßige Verjüngung



## GP Points 2%

- Standard ISO Guttapercha Sitzen mit 0.02 Taper.
- Geeignet für die Verwendung mit herkömmlichen Handinstrumenten.

| GP 2% |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| #15 ○ | #20 ● | #25 ● | #30 ● | #35 ● | #40 ● |
| #45 ○ | #50 ● | #55 ● | #60 ● | #75 ● | #80 ● |

4% & 6% Taper bald verfügbar



## GP ONE Points

- Abgestimmte konische Guttapercha-Spitzen, die für reziprok arbeitende Feilensysteme entwickelt wurden. Erhältlich in den gängig verwendeten Größen R25, R40 and R50
- Kompatibel mit **Premium Plus E05 & E06 ONE FEILEN**

| GP ONE |        |        |
|--------|--------|--------|
| #R25 ● | #R40 ● | #R50 ● |



## GP SUPER Points

- Abgestimmte konische Guttapercha-Spitzen, die für Feilensysteme mit variabler Konizität entwickelt wurden. Erhältlich in den gebräuchlichen Größen F1, F2, F3, F4 und F5
- Kompatibel **Premium Plus E01 & E02 SUPER FEILEN**

| GP SUPER |      |      |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| F1 ●     | F2 ● | F3 ● | F4 ● | F5 ● |



# Gutta-percha

Zuverlässige Obturationspunkte, die für Genauigkeit, Konsistenz und Kompatibilität mit traditionellen und modernen endodontischen Systemen entwickelt wurden.

## Verwendung

Zur Obturation von Wurzelkanälen mittels kalter Obturationstechniken wie der Einzelkegel- und Lateralkontraktion oder als Masterkegel für die warme vertikale Kondensation.

## Hauptmerkmale

- Handgerollte Konstruktion
- Cadmium- und latexfrei
- Röntgenopak
- ISO-farbcodierte Größen
- Präzise Spitzengröße und gleichmäßige Konizität
- Geeignet für warme und kalte Obturationstechniken
- Niedriger Schmelzpunkt für verbesserte Handhabung
- Vorgemessene Tiefenmarkierungen
- Lieferung in einer praktischen Schiebox



# Paper Points

Hochsaugfähige Papierspitzen, für die perfekte Kanaltrocknung und einen effizienten Arbeitsablauf.

## Verwendung

Zum Trocknen und zur Feuchtigkeitskontrolle von Wurzelkanälen.

## Hauptmerkmale

- ISO-Farbcodierte Größen zur einfachen Identifizierung
- Hohe Saugfähigkeit für effizientes Kanalabtrocknen
- Vordefinierte Tiefenmarkierungen
- Nicht steril
- In einer praktischen Schiebox geliefert



## PP Points 2%

- Standard ISO Papierspitzen mit 0.02 Taper.
- Geeignet für die Verwendung mit herkömmlichen Handinstrumenten.

| PP POINTS |       |       |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| #15 ○     | #20 ● | #25 ● | #30 ● | #35 ● | #40 ● |
| #45 ○     | #50 ● | #55 ● | #60 ● | #75 ● | #80 ● |

4% & 6% Taper bald verfügbar



## PP ONE Points

- Abgestimmte Kegel-Papierspitzen, die für reziprok arbeitende Feilensysteme entwickelt wurden. In gebräuchlichen Größen erhältlich R25, R40 und R50
- Kompatibel mit **Premium Plus E05 & E06 ONE FEILEN**

| PP ONE POINTS |        |        |
|---------------|--------|--------|
| #R25 ●        | #R40 ● | #R50 ● |



## PP SUPER Points

- Abgestimmte Kegelpapierspitzen, die für Systeme mit variabler Kegelform ausgelegt sind. Erhältlich in den gängigen Größen F1, F2, F3, F4 und F5.
- Kompatibel mit **Premium Plus E01 & E02 SUPER FEILEN**

| PP SUPER POINTS |      |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|------|
| F1 ●            | F2 ● | F3 ● | F4 ● | F5 ● |

## Verpackung



**GP**  
120 Stück/Packung



**GP ONE**  
60 Stück/Packung



**GP SUPER**  
60 Stück/Packung



**PP**  
200 Stück/Packung



**PP ONE**  
100 Stück/Packung



**PP SUPER**  
100 Stück/Packung

| Produktgruppe | Beschreibung                 | Größe                                                                         | Inhalt    |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| GP            | 2% Taper                     | 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55,<br>60, 70, 80, sortiert 15-40<br>or 45-80 | 120 Stück |
| PP            |                              |                                                                               | 200 Stück |
| GP ONE        | angepasste<br>variable Taper | R25, R40, R50, sortiert R25-R50                                               | 60 Stück  |
| PP ONE        |                              |                                                                               | 100 Stück |
| GP SUPER      | angepasste<br>variable Taper | F1, F2, F3, F4, F5, sortiert F1-F3                                            | 60 Stück  |
| PP SUPER      |                              |                                                                               | 100 Stück |