

PREMIUM DENTAL PRODUCTS

# CAVEX BITE & WHITE SHADE CORRECTION

-  
Eine schnelle, effektive  
und sichere Behandlung  
in der Praxis zur  
Wiederherstellung der  
ursprünglichen  
Zahnfarbe.



YOUR  
IMPRESSION  
IS OUR  
SPECIALTY

CAVEX

# PREMIUM DENTAL PRODUCTS

## CAVEX BITE&WHITE SHADE CORRECTION

Cavex Bite&White Shade Correction ist ein schnelles, sicheres und effektives In-Office-System zur Wiederherstellung der natürlichen Zahnfarbe des Patienten. Die gesamte Behandlung wird vom Zahnarzt\*in in der Zahnarztpraxis durchgeführt. Das revolutionäre Gel ermöglicht die Wiederherstellung der ursprünglichen Zahnfarbe mit nur 2-3 Anwendungen während einer Sitzung.

Shade Correction enthält 25% Wasserstoffperoxid Superior (HPS). Dieses von Cavex neuartig entwickelte und patentierte HPS-Gel basiert auf reaktivem Sauerstoff in Form von stabilisiertem, eingekapseltem Wasserstoffperoxid, das bei Kontakt mit Speichel schnell in Sauerstoff und Wasser zerfällt. Bei dieser Reaktion werden Radikale freigesetzt, die die für die meisten Zahnverfärbungen verantwortlichen doppelten Kohlenstoffverbindungen aufbrechen.

Aufgrund der einzigartigen Formel wirkt das HPS-Gel extrem schnell. Dies minimiert die Behandlungszeit und reduziert somit das Risiko von Hypersensibilitäten. Die thermo-reversiblen Eigenschaften des Gels sorgen dafür, dass es während der Behandlung perfekt an Ort und Stelle bleibt und somit das Ergebnis maximiert. Das System besteht aus einem einzigartigen Applikatorstift mit Pinsel für maximale Kontrolle während des Auftragens und einer Barriere zum Schutz des umgebenden Weichgewebes.



### Features

- einfaches Auftragen mit dem Pinselaufsatz
- sehr schnelle Ergebnisse
- enthält 25% Wasserstoffperoxid Superior
- Ergebnis mit nur 2-3 Anwendungen während einer Sitzung
- kann bei Raumtemperatur gelagert werden
- markante blaue Farbbarriere
- Medizinprodukt der Klasse I



# YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

Fustweg 5 | 2031 CJ Haarlem | Niederlande | cavex.nl

CAVEX

ZYW20DE.00