

PREMIUM DENTAL PRODUCTS

PRODUKT KATALOG

-
Die gesamte Produktpalette von Cavex

DE
Edition
2023

YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY

CAVEX

PREMIUM ALGINATE SYSTEM

DIE BESTEN ALGINATE WELTWEIT

Durch Fakten belegt, von Zahnärzten bestätigt



YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

CAVEX YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

ÜBER UNS

Cavex entwickelt und produziert seit 1908 aktiv Lösungen für die Dentalbranche. Jedes neue Produkt ist das Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit zwischen Forschung und Entwicklung, geltenden Vorschriften, Produktion, Marketing, Vertrieb und Logistik, die es Cavex ermöglicht, qualitativ hochwertige, neue Produkte zu entwickeln.

HERSTELLER FÜR DENTALPROFIS SEIT 1908

Mit Haarlem als ständiger Heimatbasis erfindet und fertigt Cavex seit 1908 innovative Lösungen für die Dentalbranche. Seitdem sind wir als Hersteller von Spitzenprodukten mit garantierter Qualität bekannt. Entdecken Sie hier, wo die Geschichte von Cavex begann und wie zwei ehrgeizige Haarlemer Apotheker den Grundstein für einen der größten Dentalhersteller der Welt legten.

APOTHEKER KEUR & SNETJES

1908 gab es nur eine Lösung bei Defekten - die Zahnextraktion. Die Haarlemer Apotheker Keur und Sneltsjes dachten, dass die Extraktion für Patienten unter örtlicher Betäubung viel angenehmer gestaltet werden könnte. Und so war das erste Dentalprodukt geboren: Selectocaine Anästhetikum.

'CAVEX SILBER AMALGAME'

Mit der Zunahme der verfügbaren Materialien verlagerte sich das Behandlungsziel von der Extraktion hin zur Konservierung und Restauration. Die Firma Keur & Sneltsjes entwickelte u.a. revolutionären Füllstoff: Amalgam. Nun gehören Kavitäten im Zahn der Vergangenheit an. Später teilte sich das Unternehmen in Keur & Sneltsjes und 'Cavex Holland' auf.

YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

Mittlerweile sind wir zu einem führenden Hersteller in der Dentalwelt herangewachsen. Mit zuverlässigen und qualitativ hochwertigen Produkten helfen wir Zahnärzten, ihre tägliche Arbeit so gut wie möglich zu erledigen. Cavex ist aber auch für den Patienten da. Mit effektiven und sicheren Lösungen im Bereich Halitosis und Whitening unter dem Motto „Your Impression Is Our Specialty“, sorgen wir dafür, dass der Anwender immer einen hervorragenden Eindruck vermittelt. Dieser starke Antrieb hat uns seit der Einführung des CA37-Alginats in mehreren Bereichen zum Maßstab gemacht.

DIE KRAFT DER ZUSAMMENARBEIT

Für die Entwicklung neuer Produkte, aber auch zur Perfektionierung bestehender Produkte, pflegen wir engen Kontakt zu Zahnärzten, Universitäten und wichtigen Meinungsbildnern. Auf diese Weise bleibt Cavex ein Spitzenreiter in der Dentalbranche und wir bleiben fleißig dabei, Zahnärzte weltweit bei ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen.

DAS GEHEIMNIS VON CAVEX

Das erfahrene Team aus gut ausgebildeten Mitarbeitern ist der Schlüssel zu unserem weltweiten Erfolg. Die Dentalwelt verändert sich schnell und die Fachleute bei Cavex passen sich ebenso schnell an. Dabei pflegen wir ganz besonders die engen Partnerschaften mit Händlern auf der ganzen Welt. Wir liefern die besten Produkte und unterstützen sie mit Werbeaktionen und legen Wert auf hervorragende Produktschulungen.

Wir legen Wert auf die Meinung des Zahnarztes. Deshalb lassen wir unsere Produkte regelmäßig von „The Dental Advisor“, testen. Nach klinischen Bewertungen durch ein großes Team von Zahnärzten erhalten die getesteten Produkte eine Punktzahl von bis zu fünf Pluspunkten. Mehrere Cavex-Produkte, einschließlich Cavex Cream Alginate, Cavex ColorChange und das Cavex Bite&White ABC Masterkit erhielten sehr gute Bewertungen. Cavex Cream selbst erreichte mehrere Jahre in Folge die Auszeichnung „Top Award Winner“.



CAVEX CREAM ALGINATE



Die neueste Ergänzung des Cavex-Alginate Sortiments ist das Cavex Cream Alginate. Mit einer Detailwiedergabe von 5 µm in Kombination mit der hohen Reißfestigkeit und Elastizität kommt dadurch eine Qualität, vergleichbar mit Silikon, zustande. Diese Eigenschaften, verstärkt durch die schnelle Wasseraufnahme und cremige Konsistenz beim Mischen, die SnapSet-Eigenschaft und die Lagerfähigkeit von fünf Jahren machen es zu einem unvergleichlichen Produkt.



Der angenehme Kaugummi-Duft des Alginatabdrucks nimmt den Bisswiderstand beim Patienten. Cavex Cream Alginate ist verfügbar in Normal Set (90 Sek.) und Fast Set (60 Sek.).

Produktmerkmale

- Detailwiedergabe von 5 µm
- einfach zu mischen
- hochelastisch
- hohe Reißfestigkeit

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
AA600	Cavex Cream Alginate NS	20 x 500 gr
AA605	Cavex Cream Alginate FS	20 x 500 gr

CAVEX COLORCHANGE



Benutzerfreundliches Alginate mit visuellem Indikator. Das Produkt gehört zur jüngsten Generation der Cavex Alginat. Farbänderungen geben die Phasen der Aushärtung an.



Produktmerkmale

- drei Farbwechsel
- kurze Aushärtezeit (60 Sek.)
- sehr elastisch
- hohe Verträglichkeit mit Gips

So ändert sich die Farbe des Alginats während des Mischens von violett nach rosa. Dann ist die Mischzeit vorbei. Beim Aushärten verfärbt es sich von rosa zu weiß. Dann ist das Alginate ausgehärtet und der Abdrucklöffel kann aus dem Mund des Patienten genommen werden. Nach dreißig Minuten ist das Alginate vollständig ausgehärtet und verfärbt sich wieder rosa.

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
AA323	ColorChange FS	20 x 500 gr

CAVEX IMPRESSIONAL

Cavex Impressional ermöglicht Alginatabdrücke mit Präzision bis ins letzte Detail. Das Alginat hat eine einzigartige Kombination von sehr hoher Elastizität, Reißfestigkeit und Detailgenauigkeit (25 µm). Dadurch ist das Alginat besonders geeignet um mit Modellguß und/oder starken Hinterschneidungen zu arbeiten.

Cavex Impressional ist in Normal Set (90 Sek.) und Fast Set (60 Sek.) erhältlich. Die kurze Abbindezeit in Kombination mit dem Spearmint-Aroma machen die Behandlung besonders angenehm.

Produktmerkmale

- maximale Elastizität und Reißfestigkeit
- leicht lesbare blaue Farbe
- ideal für die Alginat-Hydrokolloid-Technik
- optimale Verträglichkeit mit Gips



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
AA096	Impressional NS	20 x 500 gr
AA097	Impressional FS	20 x 500 gr

CAVEX ORTHOTRACE

Cavex Orthotrace ist eine Alginatabdruckmasse mit einem natürlichen Fruchtaroma für die Kieferorthopädie. Das Produkt wurde speziell nach den Bedürfnissen der Kieferorthopäden entwickelt. Dementsprechend enthält Cavex Orthotrace viele Eigenschaften, die die Behandlung für Patienten und Praxen angenehmer machen.

Cavex Orthotrace hat eine besonders schnelle Aushärtezeit, damit das Alginat nicht im Mund verläuft. Dadurch vermindert Cavex Orthotrace den Würgereflex beim Patienten.

Zudem lädt die angenehme Duft- und Farbkombination zum reinbeißen ein.


Produktmerkmale

- extra schnelle Aushärtung
- angenehmes Fruchtaroma
- sehr elastisch
- leicht lesbare rosa Farbe



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
AA380	Orthotrace EFS	20 x 500 gr

CAVEX CA37



Cavex CA37 ist ein Allround-Alginat, das täglich von zehntausenden Zahnarztpraxen weltweit verwendet wird. Es ist das erste Alginatabdruckmaterial überhaupt, welches zum weltweiten Standard geworden ist.

Produktmerkmale

- reiß- und formbeständig
- Pfefferminzaroma
- rosa Farbe
- kompatibel mit allen Arten von Gips

Dieses robuste Alginat ist in Normal Set (90 Sek.) und Fast Set (60 Sek.) erhältlich. Diese kurze Aushärtezeit macht die Behandlung für den Patienten angenehmer, ebenso wie das angenehme Pfefferminzaroma. Auch für prothetische Arbeiten ist das Cavex CA37 sehr gut geeignet.

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
AA075	Pack CA37 NS	20 x 500 gr
AA025	Pack CA37 FS	20 x 500 gr

CAVEX ALGINATE MIXER 3



Der Cavex Alginate Mixer 3 ist das Ideale Gerät zur Herstellung einer homogenen Alginatmischung und ermöglicht einen perfekten Alginatabdruck. Mit einer perfektionierten Mischtechnik und einem modernen Design ist das Gerät ein Muss in jeder Praxis.

Der Alginatmischer mischt immer exakt auf die gleiche Weise, also werden die gemischten Alginate immer perfekt und Fehlerquellen werden beseitigt.

Produktmerkmale

- eine perfekte Alginatmischung in nur 6 bis 8 Sekunden
- einfache und intuitive Steuerung
- wartungsfrei dank verbesserter Technologie
- 4 Programme
- ermöglicht immer den perfekten Abdruck
- modernes Design

Bei handgemischtem Alginat ist die Gefahr von inkonsistenten Ergebnissen erhöht. Wie lange wird gemischt, wie intensiv und mit welcher Technik? Dies sind Einflussfaktoren auf die Qualität und Aus-härtungszeit.

Art. Nr.	Bezeichnung
	Cavex Alginate Mixer 3, 4 x Mischbecher, Spatel, Rührstab, Wasserdosierflasche, Halter für Zubehör
AT540	inkl. 10 x 500 gr Cream Alginate NS
AT541	inkl. 10 x 500 gr Cavex CA37 NS
AT542	inkl. 10 x 500 gr Cavex Impressional NS
AT543	inkl. 10 x 500 gr Cavex ColorChange
AT544	inkl. 10 x 500 gr Cavex Orthotrace

CAVEX ALGINATE MIXER II

Mit dem Cavex Alginate Mixer II bekommen Sie auf Knopfdruck ein perfekt gemischtes Alginate.

Das Anmischen per Hand erfordert Geschick, Zeit und Erfahrung. Daher kann es schwer sein, einen guten Abdruck zu bekommen. Der Cavex Alginate Mixer II bietet gleichbleibende Qualität und daher vorhersehbare Abdrücke in nur ein paar Sekunden.

Produktmerkmale

- hygienisch
- einfach zu bedienen
- einfach zu säubern
- gleichbleibende homogene Masse
- robust

Art. Nr. Bezeichnung

Art. Nr.	Bezeichnung
	Cavex Alginate Mixer II, 4 x Mischbecher, Spatel, Rührstab, Wasserdosierflasche, Halter für Zubehör
AT520	inkl. 10 x 500 gr Cavex Cream NS
AT521	inkl. 10 x 500 gr Cavex CA37 NS
AT522	inkl. 10 x 500 gr Cavex Impressional NS
AT523	inkl. 10 x 500 gr Cavex ColorChange
AT524	inkl. 10 x 500 gr Cavex Orthotrace



Accessories for Cavex Alginate Mixer

AT530	Mischbecher für Cavex Alginate Mixer II	1 Stück
AT550	Mischbecher für Cavex Alginate Mixer 3	1 Stück
AT511	Spatel für Cavex Alginate Mixer	1 Stück
AT513	Rührstab für Cavex Alginate Mixer	1 Stück

CAVEX ALGINAT ZUBEHÖR

Verschiedene externe Faktoren können die Qualität des Alginatabdrucks beeinflussen. Wichtige externe Faktoren sind Wassertemperatur, Mischverhältnis, Mischtechnik und Lagerbedingungen.

Um immer wieder konsistente Ergebnisse zu erzielen ist es wichtig, die externen Faktoren so weit wie möglich zu optimieren und zu standardisieren. Um das zu erleichtern, hat Cavex folgendes Alginat-Zubehör entwickelt. Damit steht einem perfekten Abdruck nichts mehr im Wege.



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
AT021	Cavex Wasserdosierflasche	1 Stück
AT041	Cavex Mischbecher blau	1 Stück
AT042	Cavex Anmischspatel aus Kunststoff	1 Stück
AT060	Cavex Anmischspatel aus Metall	1 Stück
AT040/043	Cavex Plastikbehälter (Box + Deckel)	1 Stück
AT076	Cavex Pulverlöffel + Wasserdosierung	50 Sets
AT240	Cavex Alginatcontainer blau	1 Stück
AT260	Cavex Alginatcontainer pink	1 Stück



YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

CAVEX IMPRESAFE



Hygiene in der Zahnarztpraxis und dem Labor sind unerlässlich. Deswegen hat Cavex ein schnelles, sicheres und sehr wirksames Abdruckdesinfektionsmittel entwickelt: Cavex ImpreSafe.

Es besteht aus:

- einer Desinfektionswanne
- einem Liter Desinfektionsmittelkonzentrat
- einem digitalen und magnetischem Timer
- 50 Zip-Beuteln



In nur drei Minuten tötet das revolutionäre Desinfektionsmittel mindestens 99,99 % aller Bakterien, Pilze und Viren, einschließlich des Coronavirus ab. Es ist ein komplettes System für die Zahnarztpraxis.

Produktmerkmale

- schnell und effizient
- Konzentrat 3%
- aldehydfrei
- vollständiges System
- zuverlässig und sicher
- angenehmer Duft

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
HA053	Cavex ImpreSafe Starterkit Cavex ImpreSafe 1000 ml, Container, Timer, 50 Zip-Beutel	1 Stück
HA050-01	Refill Cavex ImpreSafe	1.000 ml
HA050	Cavex ImpreSafe Refill pack	6 x 1.000 ml
HT020	Cavex ImpreSafe Desinfektionswanne	1 Stück
HT025	Cavex ImpreSafe Zip-Beutel	60 x 50 Stück

CAVEX GREENCLEAN

Entfernen Sie Alginat- und Gipsreste schnell und einfach mit Cavex GreenClean. Wer kann einen besseren Alginatlöser herstellen als die Macher von dem „besten Alginat der Welt“?

Cavex GreenClean ist eine intelligente Lösung für Abformlöffel, Instrumente und andere Zubehörteile. Ohne Kratzen und Schleifen, lassen sich Überreste entfernen. Einfach 15-30 Minuten eintauchen, mit Wasser

abspülen und die sauberen, glänzenden Abdrucklöffel und das Zubehör sehen aus wie neu!

Produktmerkmale

- pH-neutral
- hautfreundlich
- biologisch abbaubar
- 1 kg für mehr als 500 saubere Löffel
- frischer Zitrusduft



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
HA001	Cavex GreenClean Behälter	1 kg

CAVEX ALGINATE ADHESIVE

Cavex Alginate Adhesive optimiert sowohl den mechanischen, als auch den chemischen Verbund zwischen dem Abdrucklöffel und dem Alginat. Das Produkt verhindert, dass sich die Abdruckmasse vom Abdrucklöffel löst, wenn dieser aus dem Mund des Patienten entfernt wird.

Cavex Alginate Adhesive lässt sich dank des Pinsels in der Kappe und der auffälligen blauen Farbe des Materials einfach auftragen.

Produktmerkmale

- speziell für die Verwendung mit Alginat entwickelt
- für Abdrucklöffel aus Metall und Kunststoff geeignet
- sehr einfach anzuwenden
- keine besonderen Belüftungsmaßnahmen erforderlich
- mindestens 50 Anwendungen pro Flasche
- Rückstände können leicht mit Isopropylalkohol oder Ethanol (95%) entfernt werden



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
AB010	Cavex Alginate Adhesive	2 x 14 ml



CAVEX SCANSPRAY

Cavex ScanSpray wurde dazu entwickelt die Scanbarkeit von Alginatabdrücken zu optimieren. Beim Hinzufügen von Titandioxid sind selbst die kleinsten Details deutlich lesbar. Das Spray ist ein Pulver, wodurch es für alle Typen von Abdruckmaterialien geeignet ist.

Produktmerkmale

- für ein hochdetailliertes digitales Modell des Abdrucks
- geeignet für alle Arten von Abdruckmassen
- auf Pulverbasis statt auf Ölbasis
- für 300 Abdrücke

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
AT001	Cavex ScanSpray	1 x 200 ml



YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

CAVEX VACUFORMER SYSTEM

Das Cavex VacuFormer-System ist ein komplettes Vakuum-Thermoformsystem. Es besteht aus dem Cavex VacuFormer, Tiefziehfolien, einem einzigartigen Verbundgips und Zubehör.

Der VacuFormer ist ein Allround-Thermal-Vakuumformer ohne Schnickschnack. Diese robuste Maschine verfügt über einen elektrischen Hochleistungs-Vakuummotor, der für alle herkömmlichen dentalen Tiefzieh Anwendungen geeignet ist. Der Cavex VacuFormer ist einfach zu bedienen und gegen Überhitzung geschützt.

Der Cavex VacuFormer ist ein „no-nonsense“ Allround-Thermal-Vakuumformer zur Herstellung von Schienen, individuellen Zahnaufhellungsschienen und Mundschutz. Das Starter Kit besteht aus allen Geräten und Materialien, die benötigt werden, um gebrauchsfertige Tiefziehschienen herzustellen..



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
VF001	Cavex VacuFormer Starterkit 12 Cavex Mouth Protector Transparent 3,8 mm 25 Cavex Splint+ Transparent 1,0 mm 25 Cavex Bleach Heavy Transparent 1,5 mm 18 Sets Instant Stone mit Aktivator und Schere	1 Stück
VT036	Cavex Mouth Protector Transparent 3,8 mm	12 Schienen
VT033	Cavex Mouth Protector X-pro Transparent 5 mm	12 Schienen
VT028	Cavex Splint+ Transparent 1,0 mm	25 Schienen
VT026	Cavex Splint X-Heavy Transparent 1,5 mm	25 Schienen
VT022	Cavex Bleach Transparent 1,0 mm	25 Schienen
VT030	Cavex Bleach Heavy Transparent 1,5 mm	25 Schienen
VT030	Cavex Bleach Heavy Transparent 1,5 mm	25 Schienen



CAVEX INSTANT STONE

Viele Zahnarztpraxen haben keinen separaten Bereich zum Ausgießen von Abdrücken. Außerdem haben nur wenige einen (Vakuum-) Gipsmischer. Cavex Instant Stone ist ein Verbundgips und in nur 10 Minuten kann ein perfektes Modell für (Bleaching-) Schienen und Mundschutz gegossen werden. Behandlungen, die normalerweise mehrere Zahnarztbesuche erfordern, können jetzt in einer Sitzung durchgeführt werden.

Cavex Instant Stone verbessert sowohl die Produktivität der Praxis als auch die Patientendienstleistungen.

Produktmerkmale

- einzigartiger Verbundgips, um in nur 10 Minuten ein perfektes Gipsmodell herzustellen
- Dank eines ausgeklügelten Mischsystems ist Cavex Instant Stone sehr sauber und benutzerfreundlich



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
VT010	Cavex Instant Stone mit Aktivator (4 x 18 Sets)	72 Sets

CAVEX DISPOTRAYS



Hygienische Einweg-Trays für den Einsatz in Kombination mit dem Standard-Tray. Das Tablett kann einmalig verwendet werden und ist ideal zum Aufbewahren bzw. zur Aufbereitung von Instrumenten in der Zahnarztpraxis.

Produktmerkmale

- Typgröße: 18 x 28 cm
- (umweltfreundlich) Hergestellt aus Polystyrol
- passt perfekt in die Standardablage

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
HA061	Cavex Dispotrays (18 x 28 cm), Box 8 x 50	400 Stück



YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

CAVEX OUTLINE

Cavex Outline ist eine spezielle Abformpaste, entwickelt für die präzise Abformung von Zahnprothesen. Die Abdruckpaste ist frei von Eugenol, damit der Patient kein stechendes oder brennendes Gefühl bei Kontakt verspürt.

Prothesen müssen sich gut an die Schleimhäute im Mund anpassen. Cavex Outline wurde speziell für diesen Zweck entwickelt. Die Abformpaste ist nicht elastisch und fließt unter leichtem Druck.

Dadurch ergibt sich eine sehr genaue Abformung des Weichteilgewebes.

Produktmerkmale

- ideale Konsistenz
- eugenolfrei
- nicht elastisch
- blaue Farbe
- klebt nicht
- natürlicher, angenehmer Duft
- Lagerfähigkeit von drei Jahren



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
AP030	Cavex Outline weiße Paste blaue Paste Anmischblock	1 x 140 gr 1 x 65 gr 1 Stück

CAVEX SILICONA & SILICONA BITE

Cavex SiliconA ist ein speziell ausgewähltes System aus überlegenen Silikonmaterialien. Auch unter feuchten Bedingungen wird ein Abdruck perfekt. Cavex SiliconA hat die nützliche Eigenschaft, nicht zu kleben. Das macht es sehr einfach zu handhaben.

Kombinieren Sie dieses Produkt mit Cavex SiliconA bite. Dieses benutzerfreundliche Bissregistrierungsmaterial ist besonders genau und hat eine kurze Verarbeitungs- und Abbindezeit.

Cavex SiliconA bite sorgt immer wieder für besonders gute Bissregistrierungen.

Produktmerkmale

- benutzerfreundlich
- 100% genau
- klebt nicht
- langzeit formstabil
- äußerst detaillierte Wiedergabe
- ideale Aushärtezeit
- Thixotrop, fließt unter leichtem Druck
- Lagerfähigkeit von drei Jahren



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
AS40	Cavex SiliconA Soft Putty (yellow)	500 ml
AS52	Cavex SiliconA Heavy Body (green)	2 x 50 ml
AS53	Cavex SiliconA Injection Type (blue)	2 x 50 ml

Cavex SiliconA Zubehör

AS70	Cavex SiliconA Dispensing gun	1 Stück
AS94	Cavex SiliconA Injection - tips, yellow	48 Stück
AS95	Cavex SiliconA Heavy Body - tips, green	48 Stück
AS96	Cavex SiliconA Injection - intra-oral tips, yellow	96 Stück
AS97	Cavex SiliconA Heavy Body - intra-oral tips, white	96 Stück
AS54	Cavex SiliconA Bite	2 x 50 ml



CAVEX BITE&WHITE SHADE CORRECTION STARTER PACK



Cavex Bite&White Shade Correction ist ein schnelles, sicheres und effektives System zur Wiederherstellung der natürlichen Zahnfarbe des Patienten. Es handelt sich um ein In-Office-System. Der gesamte Eingriff wird vom Zahnarzt in der Zahnarztpraxis durchgeführt. Das revolutionäre Gel im System ermöglicht die Wiederherstellung der ursprünglichen Zahnfarbe in nur 2-3 Anwendungen während einer Sitzung.

Aufgrund der einzigartigen Formel wirkt das Gel sehr schnell. Dies minimiert die Behandlungszeit und damit das Risiko einer Überempfindlichkeit. Die thermoreversiblen Eigenschaften des Gels sorgen dafür, dass es während der Behandlung perfekt an Ort und Stelle bleibt, was das Endergebnis maximiert. Das System besteht aus einem einzigartigen Applikatorstift mit einer Bürste für maximale

Kontrolle während des Auftrags und einer Schutzbarriere zum Schutz des umgebenden Weichgewebes.

Produktmerkmale

- einfaches Auftragen mit dem Pinselaufsatz
- sehr schnelle Ergebnisse
- enthält 25 % Wasserstoffperoxid Superior
- Ergebnis in nur 2-3 Anwendungen während einer Sitzung
- kann bei Raumtemperatur gelagert werden
- markante blaue Farbbarriere
- Medizinprodukt der Klasse I



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
BW053	Cavex Bite&White Shade Correction HP25 starter pack	
	Whitening pen	2 x 2 ml
	Barrier Spacer	1 x 1 gr
	Application tip	5 Stück



YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

CAVEX BITE&WHITE SHADE CORRECTION PEN BULK PACK

Eine Großpackung mit 12 Stiften für In-Office Anwendungen.
Das Gel basiert auf der 25% Hydrogen Peroxide Superior (HPS)-
Technologie.

Der Cavex Bite&White Shade Correction Pen enthält einen Pinsel-
aufsatz, der das Auftragen auf die Zähne erleichtert und maximale
Kontrolle während des Auftragens bietet.

Produktmerkmale

- einfaches Auftragen mit dem Pinselaufsatz
- kann mit einfacher Handhabung durch Drehen
der Stiftrückseite dosiert werden
- das thermoreversible HPS-Gel bleibt perfekt an
Ort und Stelle
- gebrauchsfertig, kein Mischen erforderlich
- kann bei Raumtemperatur gelagert werden
- enthält 25 % Wasserstoffperoxid Superior



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
BW054	Cavex Bite&White Shade Correction Pen Bulk Pack Whitening pen	12 x 2 ml

CAVEX BITE&WHITE SHADE CORRECTION BARRIER BULK PACK

Großpackung mit 3 Barrieren/Abstandshal-
tern, um den Kontakt mit Weichgewebe zu
verhindern und Bereiche abzuschirmen,
die nicht mit dem Gel in Kontakt kommen
sollten.

Produktmerkmale

- nach der Behandlung leicht entfernbar
- Aushärtezeit von 20 Sekunden
- markante blaue Farbe

Die Barriere lässt sich mit den mitgelieferten
Applikationsspitzen einfach auftragen und ist
innerhalb von 20 Sekunden mit einer Poly-
merisationslampe ausgehärtet. Danach lässt
sie sich leicht entfernen.

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
BW055	Cavex Bite&White Shade Correction Barrier Bulk Pack Barrier Spacer Application tip	3 x 1 gr 10 Stück



CAVEX BITE&WHITE ABC MASTERKIT



In drei einfachen Schritten sorgt das Cavex Bite&White ABC Masterkit für eine sehr effektive, sichere und vor allem sorgenfreie Bleaching-Behandlung. Das ABC Masterkit sticht auch durch eine professionelle Verpackung mit klaren Anweisungen heraus. Zudem können Patienten bei YouTube unterstützendes Videomaterial finden.

Die Spritzen befinden sich in einem herausnehmbaren Tray, da die Spritzen so separat im Kühlschrank gelagert werden können. Das 3 x 3 ml Bleaching-Gel ist ausreichend für eine Behandlung von 15 Tagen. Wenn der Patient vorher bereits zufrieden ist, können die wiederverschließbaren Spritzen auch später noch zum Nachbessern genutzt werden.

Mit StainLess aktivieren

Reinigen Sie die Zähne zunächst gründlich mit Cavex Bite&White StainLess. Die Paste erhöht den pH-Wert im Mund leicht, damit das Mittel noch besser wirkt.

Bleaching mit Bleichgel

Das Bleichgel enthält 16 % Carbamidperoxid was 6% Wasserstoffperoxid entspricht. Platz-

ieren Sie auf jedem Element der Schiene einen Tropfen Gel. Tragen Sie die Schiene nun 30-60 Minuten, um optimale Bleaching-Ergebnisse sicher und schnell zu erzielen. Cavex Whitening Gel hat sich als wirksam erwiesen.

Konditionierung mit ExSense

Nach dem Bleaching folgt die Nachpflege in Form von Cavex Bite&White ExSense. Nutzen Sie die Schiene erneut, um das Gel 5 - 10 Minuten wirken zu lassen. Es remineralisiert die Zähne, füllt die Tubuli und Mikrorisse und beugt somit Sensibilisierung vor.

Produktmerkmale

- eine mehrtägige Aufhellungsbehandlung unter (einmaliger) Aufsicht des Zahnarztes
- maximales Ergebnis mit minimaler Empfindlichkeit
- professionelle Verpackung mit klarer Anleitung
- Unterstützung durch Videomaterial auf YouTube erhältlich
- 3 x 3 ml Bleaching-Gel ist ausreichend für 15 Tage Aufhellung
- Zähne bleiben mindestens 2,5 bis 3 Jahre heller

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
BW090	Cavex Bite&White ABC Masterkit Cavex Bite&White StainLess, Tube Cavex Bite&White refill, Spritze Cavex Bite&White ExSense, Tube Aufbewahrungsbox, Farbschlüssel und Bedienungsanleitung	1 x 35 ml / 50 gr 3 x 3 ml 1 x 42 ml / 50 gr
BW010	Cavex Bite&White Spritze	1 x 3 ml
BW015	Cavex Bite&White Bulk Refill Pack	10 x 3 ml



CAVEX BITE&WHITE 3 SYRINGES

CP

Das kompakte und budgetfreundliche Cavex Bite&White 3 Spritzenpaket enthält drei Spritzen mit Cavex Bite&White Aufhellungsgel. Die Menge ist ausreichend für eine 15-tägige Aufhellungsbehandlung. Cavex Bite&White 3 Spritzen ist die perfekte Lösung, um die Aufhellungsbehandlung zu verlängern oder eine Nachbesserung durchzuführen.

Das thixotrope Gel sorgt dafür, dass die Zähne gleichmäßig mit Bleaching-Gel bedeckt sind. Außerdem wird verhindert, dass das Gel mit dem Zahnfleisch in Kontakt kommt.

Cavex Bite&White 3 Spritzen sind mit 16%

Carbamid Peroxid (CP16= 6% Wasserstoffperoxid) für den europäischen Markt erhältlich.

Produktmerkmale

- 3 x 3 ml Cavex Bite&White Aufhellungsgel
- thixotropes Gel fließt unter Druck
- Aufhellungssitzungen von nur 30 bis 60 Minuten pro Tag
- drei Jahre haltbar (gekühlt)
- praktische, kompakte Verpackung
- Bedienungsanleitung enthalten



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
BW007	Cavex Bite&White 3 Spritzen CP16	3 x 3 ml

CAVEX BITE&WHITE IMPACT KIT

PVP

Das Cavex Bite&White Impact Kit ist ein komplettes do-it-yourself Kit für zu Hause. Das Bleachinggel wird hier in einer Tube geliefert und nicht wie sonst mit Spritzen aufgetragen. Was dieses Gel einzigartig macht ist, dass es bei Raumtemperatur stabil bleibt und nicht gekühlt werden muss.

Die Bleachingschiene wird individuell geformt und die Tube enthält genug Bleachinggel für die Behandlung und eventuelle Nachbehandlungen. Die klare Anleitung macht dies zu einem großartigen Bleachingset für zu Hause.

Produktmerkmale

- bleibt bei Raumtemperatur stabil
- kann außerhalb des Kühlschranks aufbewahrt werden
- thermoplastische Schiene in Einheitsgröße
- genug Bleaching-Gel für eine eventuelle Nachbehandlung
- enthält klare Anleitungen



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
BW040	Cavex Bite&White Impact Kit 1 Tube Cavex Bite&White PVP Boil&Bite Schiene, Gebrauchsanweisung	1 x 40 gr

CAVEX BITE&WHITE WHITENING PEN



Der Cavex Bite&White Whitening Pen ist ein unverzichtbares Bleaching-Tool, das immer und überall verwendet werden kann. Ob der Patient die Ober- und Unterkiefer Zähne bleachen möchte, oder einfach nur die schwer erreichbaren Stellen nachbehandeln möchte, der Cavex Whitening Pen kann alles.

des Stifts ein kleiner Tropfen Bleaching-Gel erscheint. Nun kann das Gel auf die Zähne gepinselt werden.

Produktmerkmale

- keine Kühlung erforderlich
- effektiv und sicher
- 6 % Wasserstoffperoxid
- auslaufsicherer Stift

Wie es funktioniert? Kappe abnehmen, drehen (Klicksystem), bis auf der Unterseite

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
BW080	Cavex Bite&White Whitening Pen	1 x 2 ml

CAVEX BITE&WHITE PATIENT KIT



Das Cavex Bite&White Patienten-Kit war das erste Bleaching-Produkt, das Cavex entwickelte. Dieses professionelle Bleaching-Set für zu Hause ist benutzerfreundlich und ermöglicht ein beeindruckendes Bleaching-Ergebnis im Handumdrehen.

Produktmerkmale

- 2 x 3ml Spritzen Cavex Bite&White Bleaching-Gel
- inklusive Aufbewahrungsbox
- inklusive Farbschlüssel
- bebilderte Anweisung für Patienten

Vor der Verwendung des Cavex Patienten-kits muß eine Bleachingschiene angefertigt werden damit das thixotrope Gel sich gleichmäßig auf den Zähnen verteilt.

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
BW000	Cavex Bite&White Patient Kit	
	Cavex Bite&White Refill, Spritze	2 x 3 ml
	Schienenendose, Farbskala und Gebrauchsanweisung	

CAVEX BITE&WHITE READY 2 USE



Cavex Bite&White Ready 2 Use ist ein professionelles Bleaching-Kit für zu Hause, das besonders einfach und sicher in der Anwendung ist. Diese zweite Generation von Ready 2 Use enthält das neue Wasserstoffperoxid Superior (HPS). Mit dem HPS-Gel erhält man schnell und effektiv in nur 15 Minuten an 8 Tagen ein gutes Ergebnis. Darüber hinaus ist das Produkt ohne Vorbereitungen gebrauchsfertig nutzbar und pH-neutral.

Cavex Bite&White Ready 2 Use ist temperaturstabil und muss nicht gekühlt werden. Zudem ist das Produkt sehr benutzerfreundlich. Im Gegensatz zu Systemen, bei denen die Schiene im Mund für eine Stunde oder sogar eine ganze Nacht bleiben muss, ist die Tragezeit von Ready 2 Use nur 15 Minuten.

Produktmerkmale

- konstante Aufhellungsergebnisse mit 6 % Wasserstoffperoxid Superior (HPS)
- 8 universelle Bleachingschienen für 8 Tage bleichen
- Universalgröße, die gleichzeitig die oberen und unteren Zähne aufhellt
- HPS-Technologie: komplette Aufhellungsbehandlung in 8 Tagen
- nur 15 Minuten Tragezeit pro Tag
- stabil bei Raumtemperatur
- pH-neutral



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
BW031	Cavex Bite&White Ready 2 Use, 8 vorgefüllte Schienen	8 x 3 ml
BW036	Cavex Bite&White Ready 2 Use Bulk 50 vorgefüllte Schienen	50 x 3 ml



CAVEX BITE&WHITE BARRIER/SPACER

Schützen Sie Bereiche, die nicht mit dem Bleachinggel in Kontakt kommen sollten, mit Cavex Bite&White Barrier/Spacer. Die blaue Farbe hebt sich gut ab, wodurch sie sehr genau aufgetragen werden kann.

Die Barriere lässt sich mit den mitgelieferten Spitzen einfach auftragen. Nach nur 20 Sekunden ist Cavex Bite&White Barrier/Spacer bereits mit einer Polymerisationslampe

ausgehärtet. Nach der Behandlung lässt sich das Gel sehr leicht entfernen.

Produktmerkmale

- auffallend blaue Farbe
- Aushärtungszeit von nur 20 Sekunden
- 2 x 1 ml Barrier/Spacer & 10 Tips



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
VT029	Cavex Bite&White Whitening Barrier/Spacer	2 x 1 gr
	Application tip	10 Stück



CAVEX BITE&WHITE STAINLESS

Cavex Bite&White StainLess ist eine stark reinigende, aber nicht abtragende Paste, die speziell entwickelt wurde, um optimale Bleachingergebnisse zu erzielen. Die Paste wird als Aktivator vor dem Aufhellungsgel im ABC Masterkit verwendet, ist aber auch separat erhältlich.

Die StainLess-Paste reinigt die Zähne gründlich und lässt das Bleaching-Gel direkt mit dem Zahnschmelz in Kontakt kommen.

Außerdem erhöht StainLess vorübergehend den pH-Wert im Mund, wodurch das Wasserstoffperoxid schneller wirkt.

Produktmerkmale

- reinigt die Zähne gründlich von Plaque und oberflächlichen Verschmutzungen
- erhöht den pH-Wert im Mund für optimale Bleachingbedingungen
- hat einen frischen, angenehmen Geschmack

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
BW070	Cavex Bite&White StainLess, Tube	10 x 50 gr / 35 ml



YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

CAVEX ORAL PRE RINSE

Cavex hat Oral Pre Rinse entwickelt, indem es wissenschaftliche Informationen mit jahrelanger Erfahrung auf dem Gebiet von Wasserstoffperoxid und Mundspüllösung kombiniert hat. Cavex Oral Pre Rinse ist eine präoperative Mundspüllösung mit 1,5% stabilisiertem Wasserstoffperoxid. Indem der Patient vor der Behandlung 30 bis 60 Sekunden lang spült, wird die Wahrscheinlichkeit der Verbreitung von (Corona-)Viren und Bakterien stark reduziert.

Cavex Oral Pre Rinse enthält ein Bioadhäsiv für die ideale Viskosität und Schaumbildung. Das zugesetzte Erythrit wirkt antibakteriell und verstärkt die Reinigungswirkung. Der Zusatz von Glycerin beugt Mundtrockenheit vor.

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
MW001	Cavex Oral Pre Rinse	6 x 500 ml

Cavex Oral Pre Rinse hat einen leicht süßlichen Minzgeschmack, der das Spülen für den Patienten angenehm macht.

Produktmerkmale

- Mundspüllösung vor dem Eingriff
- enthält 1,5 % stabilisiertes Wasserstoffperoxid
- inaktiviert Viren, einschließlich COVID-19
- sofort einsatzbereit
- Wirksam in 30-60 Sekunden
- patientenfreundlich durch angenehmen Minzgeschmack
- 500 ml für ca. 50 Spülgänge
- Flasche mit integriertem Dosierbecher



CAVEX EXSENSE

Cavex ExSense ist die perfekte Lösung für empfindliche Zähne. Empfindliche Zähne sind oft das Ergebnis von Zahnerosion oder freiliegendem Dentin. Dieser revolutionäre Zahnconditioner sorgt dank einer innovativen Zusammensetzung mit 2 % Hydroxylapatit und einem „hydrodispergierenden Sol“, für schnelle und langanhaltende Linderung.

Die einzigartigen Eigenschaften des „Hydro-Dispergier-Sols“, sorgen für eine perfekte Verteilung des Gels und ein verstärktes Eindringen des Hydroxylapatits. Dank dieser synergetischen Zusammensetzung von Cavex ExSense dringt das Hydroxylapatit besonders tief in die Tubuli und Mikrorisse im Zahnschmelz ein. Dies versiegelt sie nicht nur vollständig,

sondern ermöglicht auch eine Kristallisation, die zur Wiederherstellung der Mikrohärtigkeit beiträgt und den Remineralisierungsprozess beschleunigt.

Produktmerkmale

- reduziert sofort und nachhaltig die Empfindlichkeit der Zähne
- hilft, empfindlichen Zähnen vorzubeugen
- beschleunigt und stärkt den Remineralisierungsprozess
- macht die Zahnoberfläche glatt und glänzend, Glanzeffekt
- verlangsamt den Prozess der Plaquebildung
- ideal für den (unbegrenzten) Heimgebrauch

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
BW160	Cavex Bite&White ExSense, Tube	1 x 50 gr / 42 ml



CAVEX HEALTHYPOPS



Cavex Healthypops bekämpfen Mundtrockenheit und fördern frischen Atem. Healthypops sind das ideale Mittel, um Mundgeruch und Xerostomie in der Zahnarztpraxis zu besprechen. Darüber hinaus unterstützen die Lollies Patienten bei der Mundpflege und sie eignen sich sehr gut als verantwortungsvoller Snack!

Cavex Healthypops enthalten keinen Zucker, Gluten, Milchprodukte, Soja, Nüsse oder zugesetzte Duft- und Geschmacksstoffe. Dies macht die Lutscher sicher für Diabetiker.

Die Lutscher sind in drei Geschmacksrichtungen erhältlich:

Kirsche – zur Befeuchtung des Mundes bei Xerostomie

Orange – für frischen Atem bei Mundgeruch

Minze – für frischen Atem bei Mundgeruch

Produktmerkmale

- Lutscher ohne Zucker, aber mit dentaler Funktion
- erhältlich in den Geschmacksrichtungen Kirsche, Orange und Minze
- hilft gegen Mundtrockenheit
- fördert frischen Atem
- enthält keinen Zucker, Gluten, Milchprodukte, Soja, Nüsse oder zugesetzte Duftstoffe und Aromen
- für Diabetiker geeignet

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
BW900	Cavex Healthypops Cherry	60 x Lollipop (454 gr)
BW901	Cavex Healthypops Mint	60 x Lollipop (454 gr)
BW902	Cavex Healthypops Orange	60 x Lollipop (454 gr)

CAVEX RUSH BRUSH



Mit Cavex Rush Brush können Patienten ihre Zähne einfach und schnell unterwegs oder vor einer Behandlung putzen. Die Zahnbürste ist sofort einsatzbereit. Der Patient benötigt keine Zahnpasta. Die Bürste ist unsichtbar mit frischer, fluoridfreier Zahnpasta beschichtet.

Der kleine Bürstenkopf erreicht jede Stelle im Mund und die weichen, abgerundeten Borsten schonen das Zahnfleisch. Zudem ist die Zahnbürste hygienisch in einer Einzelverpackung verpackt. Dadurch lässt sich die Bürste überall leicht mitnehmen.

Produktmerkmale

- mit Zahnpasta imprägniert, gebrauchsfertig
- frischer Minzgeschmack
- weiche Bürste
- kleiner Bürstenkopf für eine gründliche Reinigung

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
HA090	Cavex Rush Brush 100 Stück pro Box (rot, grün, gelb und blau 25 je Farbe)	10 x 100 Stück

CAVEX FRESH4SURE

Bekämpfen Sie Mundgeruch mit Cavex Fresh4Sure. Cavex Fresh4Sure ist ein einzigartiges 3-Stufen-Mundpflegesystem, welches auf natürliche Weise das Gleichgewicht zwischen „guten“ und „schlechten“ Bakterien wiederherstellt. Dies ist für einen gesunden Mund und frischen Atem unerlässlich. Das 3-Stufen-Mundpflegesystem wirkt somit wirksam gegen Mundgeruch und Mundtrockenheit.

Das Fresh4Sure Kit besteht aus einem Zungenschaber, einer Mundspüllösung und einem Zungengel.

Produktmerkmale

- enthält einen Zungenschaber, Mundspüllösung und Zungengel
- hat eine langanhaltende Wirkung
- hilft gegen Mundtrockenheit
- enthält kein SLS
- enthält keinen Alkohol



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
MW030	Cavex Fresh4Sure Kit 1 x Zungenreiniger 1 x Flasche Fresh4Sure Mundspüllösung 500 ml 1 x Tube Fresh4Sure Zungengel 45 gr 1 x Gebrauchsanweisung	1 Stück
MW010	Fresh4Sure Mundspüllösung	6 x 500 ml
MW020	Fresh4Sure Zunge-Gel Tube	1 x 45 gr



CAVEX BOIL&BITE

Cavex Boil&Bite ist eine doppelseitige thermoplastische (Cook & Bite) Schiene zur Anpassung an das Gebiss. Diese Schiene hat oben und unten Bereiche, die je nach Bedarf gefüllt werden können. Die revolutionäre Schiene ist im Mund gut verträglich und für jeden geeignet!

Das Cavex Boil&Bite kann sowohl von Zahnärzten als auch von den Patienten selbst verwendet werden, was bedeutet, dass Cavex Boil&Bite sich gleichermaßen für die

Behandlung in der Zahnarztpraxis sowie für den Heimgebrauch eignet.

Produktmerkmale

- ideale Kombination mit Cavex ExSense
- Behandlung von Zahnempfindlichkeit
- für den Einsatz in der Zahnarztpraxis und zu Hause
- acht Schienen in einer Box



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
BW085	Cavex Boil&Bite	8 Stück

QUADRANT UNIVERSAL LC



Quadrant Universal Living Colors (QULC) ist ein universelles Hybrid-Komposit, angereichert mit Submikron-Partikeln. Aufgrund dieser einzigartigen und ausgewogenen Zusammensetzung ist QULC einfach zu applizieren und sehr einfach zu verarbeiten. Die Komposit-Füllung lässt sich gut modellieren, klebt nicht an Instrumenten und lässt sich zudem auf Hochglanz polieren. Das Produkt enthält ein einzigartiges fluoreszierendes Pigment, ähnlich echter Zahnschubstanz. Dadurch verleiht QULC den Zähnen ein natürliches und lebendiges Aussehen.

Produktmerkmale

- optimale Lichtstreuung durch prismenförmige Füllpartikel
- perfekte Füllstoffmischung, angereichert mit Submikron-Partikeln
- geeignet für Monoschicht- und Mehrschichttechnik
- perfekter Chamäleon-Effekt
- langlebig und verschleißfest
- natürliche Fluoreszenz
- Röntgenopak
- BPA-frei (Bisphenol A)

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
FU02	Quadrant Universal LC starterkit syringes Inhalt: 5 x 4 g (A1, A2, A3, A3.5, A4) + Uni-SE-Bond + Farbschlüssel & Zubehör	1 Stück
FU20	Quadrant Universal LC syringe A1	4 gr
FU21	Quadrant Universal LC syringe A2	4 gr
FU22	Quadrant Universal LC syringe A3	4 gr
FU23	Quadrant Universal LC syringe A3.5	4 gr
FU28	Quadrant Universal LC syringe A4	4 gr
FU24	Quadrant Universal LC syringe B2	4 gr
FU29	Quadrant Universal LC syringe B3	4 gr
FU25	Quadrant Universal LC syringe C2	4 gr
FU30	Quadrant Universal LC syringe C3	4 gr
FU26	Quadrant Universal LC syringe OA2	4 gr
FU27	Quadrant Universal LC syringe Incisal	4 gr
FU60	Quadrant Universal LC capsule A1	20 x 0,25 gr
FU61	Quadrant Universal LC capsule A2	20 x 0,25 gr
FU62	Quadrant Universal LC capsule A3	20 x 0,25 gr
FU63	Quadrant Universal LC capsule A3.5	20 x 0,25 gr
FU64	Quadrant Universal LC capsule B2	20 x 0,25 gr
FU65	Quadrant Universal LC capsule C2	20 x 0,25 gr

Accessoires for Quadrant Universal LC

FG73	Farbschlüssel Quadrant Universal LC 11 Farben	1 Stück
FG57	Quadrant Einweg Mischschälchen	25 Stück



QUADRANT ANTERIOR SHINE



Stellen Sie die gesunde, natürliche Ausstrahlung Ihrer Patienten mit dem lichthärtenden Mikro-Hybrid-Komposit **Quadrant Anterior Shine** wieder her. Die glänzende, leicht zu polierende Oberfläche und die natürliche Fluoreszenz machen es schwer die Restauration vom Original zu unterscheiden. Die langlebige Eigenschaft dieses Mikro-Hybrid-Verbundwerkstoffes garantiert eine verschleiß- und bruchfeste Oberfläche. Außerdem ist das Komposit aufgrund der geringen Flüssigkeitsaufnahme farbecht.

Produktmerkmale

- Bariumglas-Technologie
- hochglanzpolierbar
- natürliche Fluoreszenz
- perfekter Chamäleon-Effekt
- Schwarzlichteffekt
- hohe Elastizität
- hervorragende Verarbeitungseigenschaften
- thixotrop
- farbstabil
- hohe Bruchfestigkeit
- klebt nicht an Instrumenten
- BPA-frei (Bisphenol A)



Quadrant Anterior Shine ist eine perfekte Kompositfüllung für:

- Frontzahnrestauration
- Behandlungen von Schmelzdefekten
- Verfärbungen
- Positionskorrekturen
- Schließen von Diastema mediale

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
FA60T	Quadrant Anterior Shine capsule A1	20 x 0,25 gr
FA61	Quadrant Anterior Shine capsule A2	20 x 0,25 gr
FA62T	Quadrant Anterior Shine capsule A3	20 x 0,25 gr
FA63	Quadrant Anterior Shine capsule A3.5	20 x 0,25 gr
FA64T	Quadrant Anterior Shine capsule A4	20 x 0,25 gr
FA65T	Quadrant Anterior Shine capsule B2	20 x 0,25 gr
FA66	Quadrant Anterior Shine capsule B3	20 x 0,25 gr
FA67T	Quadrant Anterior Shine capsule C2	20 x 0,25 gr
FA68T	Quadrant Anterior Shine capsule C4	20 x 0,25 gr
FA69T	Quadrant Anterior Shine capsule D3	20 x 0,25 gr
FA70	Quadrant Anterior Shine capsule Incisal	20 x 0,25 gr
FA71T	Quadrant Anterior Shine capsule OA2	20 x 0,25 gr
FA72T	Quadrant Anterior Shine capsule OA3.5	20 x 0,25 gr
FA73T	Quadrant Anterior Shine capsule Dark Shade	20 x 0,25 gr
FA74T	Quadrant Anterior Shine capsule Bleach	20 x 0,25 gr

Zubehör Quadrant Anterior Shine

FG57	Quadrant Einweg Mischschälchen	25 Stück
------	--------------------------------	----------

QUADRANT QUAST



Quadrant Quast oder „Quadrant Anterior Shine-Tool“ ist ein speziell ausgewählter Pinsel für das präzise Auftragen und Verteilen von Quadrant Anterior Shine. Diese revolutionäre Bürste führt zu überlegenen Verbundstoff-Verblendungen. Cavex hat Quadrant Quast in Zusammenarbeit mit dem Zahnarzt und Meinungsführer Hein de Kloet entwickelt.

Produktmerkmale

- speziell entwickelter Pinsel zum Auftragen und Verteilen von Quadrant Anterior Shine
- entwickelt in Zusammenarbeit mit Hein de Kloet
- für hochwertige Komposit-Veneers

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
FF30	Quadrant Anterior Shine Tool (QUAST)	12 Stück

QUADRANT FLOW



Quadrant Flow ist ein fließfähiges, lichthärtendes Komposit. Es ist ein vielseitiges Produkt, das für verschiedene Behandlungen verwendet wird. Dank der kleinen Spritzen und der mitgelieferten Tips kann das Komposit sofort aufgetragen werden. Quadrant Flow ist mit allen modernen Verbundsystemen kompatibel. Das einzigartigste Merkmal des Produkts ist seine thixotrope Beschaffenheit. Es fließt leicht, ist aber nicht flüssig.

Produktmerkmale

- einfach anzuwenden
- erhältlich in vier Farben
- Bariumglas-Technologie
- minimalinvasive Kompositfüllung
- kompatibel mit anderen Verbundmaterialien
- thixotrop
- Lagerfähigkeit drei Jahre
- BPA-frei (Bisphenol A)
- Lichthärtung
- röntgenopak

Art. Nr.	Decription	Inhalt
FD09	Quadrant Flow A2 syringe + 5 tips	1,8 gr / 1 ml
FD10	Quadrant Flow A3 syringe + 5 tips	1,8 gr / 1 ml
FD11	Quadrant Flow A3.5 syringe + 5 tips	1,8 gr / 1 ml
FD12	Quadrant Flow OA2 syringe + 5 tips	1,8 gr / 1 ml

QUADRANT TOTAL ETCH



Quadrant Total Etch ist ein 35 %iges Phosphorsäure-Gel für die Total-Etch-Technik.

Produktmerkmale

- die ideale Konzentration für die gesamte Ätztechnik
- Glasur ist optimal vorbereitet
- keine übermäßige Demineralisierung des Dentins

- sichtbare blaue Farbe
- perfekte visuelle Kontrolle über den Ätzprozess
- einfache Rückstandserkennung
- hervorragende Basis für Klebeverbindungen
- vollständige Hybridisierung der freigelegten Kollagenfibrillen

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
FE10	Quadrant Total Etch + 10 tips	2,5 ml
FG55	Tips Quadrant Total Etch	10 Stück

QUADRANT UNI-SE-BOND

Quadrant Uni-SE-Bond ist ein selbsttänzendes Bondingsystem der siebten Generation. Das System kann mit lichthärtenden Restaurationsmaterialien kombiniert werden. Ein einzigartiger Desensibilisator verhindert postoperative Empfindlichkeiten.

Produktmerkmale

- starke und dauerhafte Bindung durch 4-META und milde Ätzung
- eingebauter Desensibilisator verhindert Empfindlichkeiten
- sehr einfaches Verfahren
- dringt tief in die Oberfläche ein
- kann bei Raumtemperatur gelagert werden

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
FB20	Quadrant Uni-SE-Bond	4 ml



QUADRANT UNI①BOND

Quadrant Uni-1-Bond ist ein Primer und Sealer in einer Flasche kombiniert für direkte Restaurationen. Das lichthärtende Komposit-Adhäsiv hat aufgrund des 4-META-Monomers eine hervorragende Haftfestigkeit.

Produktmerkmale

- Qualität durch 4-META-Monomer
- hervorragende Haftfestigkeit
- gute Penetration im Dentin
- verhindert das Eindringen von Bakterien
- Ethanolbasis auf Wasserbasis
- konstante Zusammensetzung
- weniger techniksensibel
- einfach zu handhaben
- Befeuchungskapazität

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
FB30	Quadrant Uni-1-Bond	4 ml



QUADRANT FINISENSE

Quadrant FiniSense ist ein schneller und wirksamer Desensibilisator. Die Flüssigkeit hilft bei empfindlichem, freiliegendem Dentin. Darüber hinaus lindert es postoperative Schmerzen nach Kronen- und Inlaypräparation bereits nach 30 Sekunden. Eine Flasche enthält genug Flüssigkeit für ca. 150 Anwendungen.

Produktmerkmale

- aus transparentem Acryl
- 14 Öffnungen für Komposit-Spritzen
- eingebauter Applikatorensponder mit einzigartigem Drehsystem. Bei jeder Umdrehung wird jeweils ein Applikator freigegeben; praktisch und hygienisch
- kann im Thermodesinfektor gereinigt werden

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
FS10	Quadrant FiniSense	5 ml



QUADRANT Q-SYSTEMISER CAPSULES



Funktionelles Aufbewahrungssystem für Kompositkapseln und Zubehör.

Produktmerkmale

- einzigartiges Design
- 16 Fächer mit jeweils einer Aussparung für eine gebrauchte Kapsel
- aus orangefarbenem Acryl; Ausschluss aller Lichteinflüsse

- kommt mit farbcodierten Aufklebern
- eingebauter Applikationsspender mit einzigartigem Drehsystem. Bei jeder Umdrehung wird jeweils ein Applikator freigegeben; praktisch und hygienisch
- kann im Thermodesinfektor gereinigt werden
- Abmessungen: 33 x 17 x 4 (LxBxH)

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
FG40	Quadrant Q-Systemiser Capsules, inkl. 100 Quadrant Q-Brushes XL	1 Stück

QUADRANT Q-SYSTEMISER SYRINGES

Funktionales Aufbewahrungssystem für Spritzen und Zubehör.

Produktmerkmale

- aus transparentem Acryl
- 14 Öffnungen für Komposit-Spritzen
- eingebauter Applikatorenspender mit

- einzigartigem Drehsystem. Bei jeder Umdrehung wird jeweils ein Applikator freigegeben; praktisch und hygienisch
- kann im Thermodesinfektor gereinigt werden

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
FG41	Quadrant Q-Systemiser Syringes, inkl. 100 Quadrant Q-Brushes XL	1 Stück



QUADRANT Q-BRUSHES XL


Die Quadrant Q-Brushes XL sind blaue Einweg-Applikatoren zum Auftragen von u.a. Primer, Bonding und Desensitizer. Die Applikatoren können in verschiedene Positionen gebogen werden. Einmal gebogen, bleiben die Applikatoren in dieser Position. Die Applikatoren sind extra groß, wodurch das Auftragen einer großen Menge Flüssigkeit einfach ist.

Produktmerkmale

- zum Auftragen von Ätzel, Bonding und Desensitizer
- Applikatoren können in verschiedene Positionen gebogen werden
- die Bürste bleibt in der gewünschten Position
- XL-Größe





Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
FF21	Quadrant Q-brushes XL, für den Einmalgebrauch	100 Stück



QUADRANT ACCESSORIES

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
FG73	Farbring Quadrant Universal LC 11 Farben	1 Stück
FG55	Tips Total Etch	10 Stück
FG57	Einweg Mischschälchen	25 Stück



CAVEX SET UP WAX



Cavex Set Up Wax ist ein Modellierwachs der Extraklasse. Das Wachs ist in Soft, Regular, Hard und Extra Hard erhältlich. Die Verarbeitung ist identisch, aber der Schmelzpunkt und die Endhärte variieren. Neben diesen Varianten ist das Wachs nun auch in Regular Flex erhältlich. Diese Variante zeichnet sich durch zusätzliche Flexibilität in der Wärmeübertragung aus, damit es nun für jeden Techniker ein Cavex Set Up Wax gibt, welches perfekt für die Verarbeitung des Wachses abgestimmt ist.

Die Set Up Wachs-Platten fallen groß aus und reichen in der Regel für zwei Prothesen. Neben dem Aufbau des Bisswells wird Cavex

Zahnwachs auch als Box-Wachs verwendet, da es gut am Löffel haftet. Aufgrund seiner idealen Konsistenz wird dieses Wachs beim Zahnarzt gerne als Bissregistrator verwendet. Eine Prothese soll nicht nur schön sein, sondern auch perfekt passen. Daher bleibt das Wachs in den Händen des Zahntechnikers lange genug plastisch, um es wie gewünscht zu verarbeiten.

Produktmerkmale

- für Voll- und Teilprothesen
- geringe Schrumpfungsspannung
- formstabil
- plastisch und elastisch
- Modellier- und Boxing Wachs

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
WA004	Cavex Set Up Soft 500 gr, 23 Platten	500 gr
WA005	Cavex Set Up Regular 500 gr, 23 Platten	500 gr
WA002	Cavex Set Up Regular Flex 500 gr, 23 Platten	500 gr
WA006	Cavex Set Up Hard 500 gr, 23 Platten	500 gr
WA008	Cavex Set Up Extra Hard 500 gr, 23 Platten	500 gr
WA014	Cavex Set Up Soft 2500 gr, 115 Platten	2500 gr
WA015	Cavex Set Up Regular 2500 gr, 115 Platten	2500 gr
WA012	Cavex Set Up Regular Flex 2500 gr, 115 Platten	2500 gr
WA016	Cavex Set Up Hard 2500 gr, 115 Platten	2500 gr
WA018	Cavex Set Up Extra Hard 2500 gr, 115 Platten	2500 gr



YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

CAVEX YELLOW WAX

Cavex Yellow Wax ist eine weichere Variante. Diese ist noch einfacher zu modellieren. Ideal zum Beseitigen von Unterschneidungen und dem Anpassen von Abformlöffelrändern.

Produktmerkmale

- für Anpassungen des Abdrucklöffels
- zum Ausblocken von Unterschneidungen
- flexibel, einfach zu modellieren
- wirtschaftlich
- Lagerfähigkeit 5 Jahre

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
WB006	Cavex Yellow Wax	17 Platten



CAVEX BASE-SCHIENEN

Cavex Basisplatten sind die zuverlässigste Basis für eine perfekt sitzende Prothese. Schellack ist einer der natürlichen Inhaltsstoffe des Produkts. Dank der, im Laufe der Jahre perfektionierten, Technologie von Cavex, kann aus einem zweidimensionalen Bild ein äußerst stabiles, dreidimensionales Modell geformt werden.

Die rosa Platte (Standardstärke 1,4 mm), lässt sich nach kurzem Erhitzen in der Flamme gut auf dem Gipsmodell anformen und ist leicht zu schneiden.

Die 'Mica-free'-Variante führt zu einer weiteren Leistungssteigerung der Cavex Basisplatten. Das zugesetzte Aluminiumhydroxid sorgt dafür, dass ab 200°C kühlendes Kristallwasser freigesetzt wird. Dadurch wird

ein Verbrennen der Platte verhindert. Außerdem ist das Endergebnis glatter, porenfrei und schön glänzend, genau wie der spätere Prothesenkunststoff.

Produktmerkmale

- Zwischenprodukt zur Herstellung von Prothesen
- einfache Technik
- stark und formstabil
- standardisierte Dicke
- keine Verzerrung bei Mundtemperatur
- Formstabil
- Verpackt zu 100 Stück
- auch in 'Mica-free' erhältlich



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
BP004	Cavex BaseSchielen Oberkiefer	100 Stück
BP054	Cavex BaseSchielen Unterkiefer	100 Stück
BP024	Cavex BaseSchielen Unterkiefer, doppelt dick 2.70 - 2.80 mm	50 Stück
BP005	Cavex BaseSchielen mica-free Oberkiefer	100 Stück
BP055	Cavex BaseSchielen mica-free Unterkiefer	100 Stück

CAVEX LC DENTAL TRAY



Der Cavex Light Curing Dental Tray ist ein lichthärtendes Kunstharz-Plattenmaterial zur Herstellung von individuellen oder funktionellen Abformlöffeln. Das Material eignet sich auch zur Herstellung von Basisplatten für Wax-Ups und für Bisschablonen.

Das Cavex LC Dental Tray zeichnet sich unter anderem durch seine extrabreite Form aus. Das lästige Aufkleben von Stücken gehört nun der Vergangenheit an. Zudem ist das Material einfach zu verarbeiten. Das Material kann mit Halogen und UV gehärtet werden. Nach der richtigen Aushärtung ist das Material formstabil.

Produktmerkmale

- lichthärtendes Löffelmaterial
- härtet in 3 bis 5 Minuten mit Halogen oder UV aus
- eine breite Form
- Lagerfähigkeit drei Jahre
- 50 Platten pro Packung

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
BP010	Cavex LC Dental Tray	50 Stück

CAVEX INDIVIDUAL TRAYS



Das Cavex Individual Tray ist ein graues Löffelmaterial mit einer Standardstärke von 1,9 mm. Es garantiert einen optimalen Sitz, auch bei längerer Lagerung des Löffels. Die schnelle Verarbeitung und das günstige Preis-/Leistungsverhältnis machen das Cavex Individual Tray seit vielen Jahren in Dentallaboren auf der ganzen Welt beliebt.

Produktmerkmale

- einfache Technik
- schnelle Verarbeitung
- formstabil
- wirtschaftlich
- Standarddicke 1,9 mm
- Set enthält Metallgriffe

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
BL006	Cavex Individual Trays Oberkiefer	100 Stück
BL056	Cavex individual Trays Unterkiefer	100 Stück

CAVEX GLASS IONOMER CEMENT

Cavex Glass Ionomer Cement ist ein Zement zum Einsetzen von Kronen, Brücken und Inlays. Bereiten Sie den Zement vor, indem Sie nach und nach kleine Mengen Pulver in die Flüssigkeit einarbeiten und kräftig mischen. Pulver und Flüssigkeit sind so zusammengesetzt, dass nach dem Anmischen ein Zement mit ästhetischen Eigenschaften entsteht.

Produktmerkmale

- biokompatibel
- guter Verbund mit Zahngewebe
- benutzerfreundliche Aushärtezeit
- hohe Druck- und Zugfestigkeit
- röntgendicht
- keine Übersäuerung möglich
- Lagerfähigkeit 5,5 Jahre



Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
CE020	Cavex Glass Ionomer Cement	
	Puder	35 gr
	Flüssigkeit	15 ml
	Messlöffel	1 Stück

CAVEX TEMPORARY CEMENT



Ein provisorischer Zement muss zuverlässig sein und wirksamen Schutz bieten. Außerdem sollte er sich leicht auftragen und rückstandslos entfernen lassen. Cavex hat die ideale Lösung entwickelt, um diese Anforderungen zu erfüllen: Cavex Temporary Cement. Die Eigenschaften des Zements sind perfekt zum Zementieren von provisorischen Kronen und Brücken. Cavex Temporary Cement ist anwenderfreundlich, geruchlos, ästhetisch ansprechend und zudem frei von Eugenol.

Produktmerkmale

- einfach anzuwenden
- Eugenolfrei
- auffällige Farbe
- perfekte Abdichtung
- geringe Löslichkeit
- kurze Aushärtezeit
- leicht zu entfernen



Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
CE090	Cavex Temporary Cement	
	Base	35 gr
	Catalyst	16 gr
	Anmischblock	1 Stück





CAVEX NON GAMMA-2

Cavex NON Gamma-2 ist ein dispergierendes, Gamma-2-freies Amalgam mit einem hohen Silbergehalt. Das Amalgam hat sich bewährt und seine Zuverlässigkeit und Verschleißfestigkeit bereits in Zahnarztpraxen bewiesen.

Die selbstaktivierende und wiederverschließbare Kapsel bietet optimale Sicherheit, sowohl während als auch nach dem Mischen.

Cavex-Amalgame vermeiden die korrosionsempfindliche Gamma-2-freies, wodurch sie zur Herstellung langlebiger Restaurationen mit dauerhaftem Glanz verwendet werden können.

Produktmerkmale

- hoher Silbergehalt
- außergewöhnlich langlebig
- einfach zu handhaben
- schnelle Aushärtung

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
LK021	Kapselbehälter, 1-spill (400 mg alloy)	50 Kapseln
LK022	Kapselbehälter, 2-spill (600 mg alloy)	50 Kapseln
LK023	Kapselbehälter, 3-spill (800 mg alloy)	50 Kapseln
LK031	Kapselbehälter, 1-spill (400 mg alloy)	300 Kapseln
LK032	Kapselbehälter, 2-spill (600 mg alloy)	300 Kapseln
LK033	Kapselbehälter, 3-spill (800 mg alloy)	300 Kapseln

CAVEX AVALLOY



Cavex hat ein zukunftssicheres Amalgam entwickelt: Cavex Avalloy. Dieses Amalgam enthält gedrehte Partikel und hat einen hohen Kupfergehalt.

Cavex Avalloy hat seine Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Verschleißfestigkeit bereits in der Zahnarztpraxis bewiesen. Dank der neuen, selbstaktivierenden und wiederverschließbaren Kapsel bieten Cavex-Amalgame jetzt auch optimale Sicherheit, sowohl während als auch nach dem Anmischen.

Produktmerkmale

- Sichere, selbstaktivierende, wiederverschließbare Kapseln
- für hochwertige Restaurierungsarbeiten
- farbstabil
- einfach zu handhaben
- niedriger Silber- und hoher Kupfergehalt
- Gamma-2-frei
- erfüllt die neuesten ISO- und ADA-Anforderungen

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
LM021	Kapselbehälter, 1-spill (400 mg alloy)	50 Kapseln
LM022	Kapselbehälter, 2-spill (600 mg alloy)	50 Kapseln
LM023	Kapselbehälter, 3-spill (800 mg alloy)	50 Kapseln
LM031	Kapselbehälter, 1-spill (400 mg alloy)	300 Kapseln
LM032	Kapselbehälter, 2-spill (600 mg alloy)	300 Kapseln
LM033	Kapselbehälter, 3-spill (800 mg alloy)	300 Kapseln

Haftungsausschluss

Vor der Veröffentlichung von Informationen in diesem Katalog hat Cavex alle angemessenen Anstrengungen unternommen, um seinen Inhalt sorgfältig zu prüfen und zu aktualisieren. Cavex garantiert jedoch weder, dass die in diesem Katalog enthaltenen Informationen stets aktuell, genau oder vollständig sind, noch dass diese Informationen frei von geistigen Eigentumsrechten oder Urheberrechten Dritter sind. Eine Haftung von Cavex für Schäden, welcher Art auch immer, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der in diesem Katalog bereitgestellten Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, wird hiermit ausgeschlossen, sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Alle Angebote in diesem Katalog sind freibleibend und unverbindlich.

Die Informationen in diesem Katalog können Spezifikationen oder allgemeine Beschreibungen technischer Eigenschaften von Produkten enthalten. Schließt ein Nutzer von Cavex einen Vertrag über Produkte ab, die in diesem Katalog beschrieben oder abgebildet sind, so sind ausschließlich die zwischen dem Nutzer und dem Geschäftsbereich von Cavex in diesem Vertrag vereinbarten Spezifikationen verbindlich.

Urheberrecht, Rechte an geistigem Eigentum

Alle in diesem Katalog veröffentlichten Informationen, Daten und sonstigen Inhalte (einschließlich Bild-, Grafik- und Fotoarbeiten), die markenrechtlich, urheberrechtlich oder durch sonstige Immaterialgüterrechte geschützt sind, sind auch für den jeweiligen Rechteinhaber gesetzlich geschützt, auch wenn diese nicht ausdrücklich als so geschützt gekennzeichnet sind. Die in diesem Katalog veröffentlichten Informationen dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Cavex mit Ausnahme der Kontaktadressen nicht kopiert, verbreitet, verändert, Dritten zugänglich gemacht oder anderweitig verwendet werden.

Rechtswirksamkeit

Dieser Haftungsausschluss ist Bestandteil dieses Katalogs. Wenn ein Begriff oder Satz dieses Haftungsausschlusses nicht dem geltenden Recht entspricht, wird dieser Begriff oder Satz vom Rest dieses Haftungsausschlusses getrennt, und dieser Rest bleibt in vollem Umfang in Kraft und Wirksamkeit bestehen.



**YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY**

Im Spiet 101 | 26506 Norden | Germany | cavex-deutschland.de



ZY200E-1H-DE